

KRYOGEENISTEN SÄILIÖIDEN TR 26



- Lyhyen kyky paineettomassa kryogeeniset säiliö
- Varastointi ja kuljetus juoksevan jäähdytysaineen
- Kapasiteetti 26L
- Valmistettu kevytmetalliseoksesta

Laboratoriot ja analyysit

Domains of applications

Designed for:
Nestemäinen tyyppi

Specifications

| | |
|---------------------------|------------|
| Storage capacity | 26 l |
| Static holding time | 130 d* |
| Neck diameter | 50 mm |
| Daily evaporation..... | 0.2 l/dag* |
| Empty weight..... | 13.5 kg |
| Full weight | 34.6 kg |

* Päivittäinen haihduttimessa ja staattisessa pitoaika on annettu 20 ° C: ssa, 1013mb, säiliön paikallaan kansi suljettuna. Nämä arvot ovat nimellisiä ja voivat vaihdella sen mukaan, vastaanottajan tiedot ja tuotannon toleranssit.

Dimensions

Height (H) : 669 mm

Height (H1) : 612 mm

Ø1 : 388 mm

Net weight : 13.5 kg

Operating instructions

OP