

# KRYOGEENISTEN SÄILIÖIDEN RH 250



- Kryogeeniset säiliö ADR
- Varastoinnin, kuljetuksen ja nestemäistä heliumia jakelu
- Kapasiteetti 250L
- Valmistettu alumiinista

Laboratoriot ja analyysit

## Domains of applications

**Designed for:**  
nestemäisen heliumin

## Specifications

Daily evaporation..... 0.7 l/dag  
Empty weight..... 89 kg  
Full weight ..... 119 kg

## Safety Alert

⚠ Varoitus! Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suoja-  
varusteita (käsineet, hitsauslasit, esiliina).

# Dimensions

**Height (H)** : 1560 mm

**Ø1** : 802 mm

**Net weight** : 89 kg