

# CRYO-SÄILYTYSLAITTEET

## GT 26



- Pienet säiliöt kryosäilytystä varten
- Hiukkasnäytteiden varastointi
- 26.7 L Kapasiteetti
- Valmistettu alumiinista

Laboratoriot ja analyysit

## Domains of applications

### Conservation in:

Nestemäinen tyyppi

### Designed for:

Biologiset näytteet

## Specifications

Storage capacity .....	26.7 l
Static holding time .....	83 d
Neck diameter .....	80 mm
Daily evaporation.....	0.32 l/dag*
Empty weight.....	14.8 kg
Full weight .....	36 kg

\* Päivittäinen haihduttimessa ja staattisessa pitoaika on annettu 20 ° C: ssa, 1013mb, säiliön paikallaan kansi suljettuna. Nämä arvot ovat nimellisiä ja voivat vaihdella sen mukaan, vastaanottajan tiedot ja tuotannon toleranssit.

## Safety Alert

⚠ Varoitus! Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suoja-  
varusteita (käsineet, hitsauslasit, esiliina).

# Dimensions

**Height (H)** : 460 mm

**Ø1** : 468 mm

**Net weight** : 14.8 kg

# Operating instructions

OP