

CRYO-SÄILYTYSLAITTEET

RCB 1001 GAS



- Suuri kyky ja pitkän kantaman kryogeenisen astian
- Säilyttäminen jokaista lajia tuotteiden suuri määrä kaasufaasissa
- 225 L tilavuus
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Laboratoriot ja analyysit

Domains of applications

Conservation in:

Typpikaasu kryogeenisissä lämpötiloissa

Designed for:

Biologiset näytteet

Specifications

Static holding time	34 d
Neck diameter	601 mm
Daily evaporation.....	7 l/dag
Empty weight.....	500 kg
Full weight	690 kg*

* Ilman laitteita

***Määrät vaihtelevat pussityypin mukaan.

Dimensions

Length (L) : 1320 mm
Height (H) : 1450 mm
Height (H1) : 1377 mm
Depth (D) : 1350 mm
Ø1 : 1150 mm
Net weight : 445 kg