

KRYOGEENISTEN SÄILIÖIDEN AGIL 0.5



- Lyhyen kyky kryogeeniset säiliö
- Varastointi ja kuljetus juoksevan jäähdytysaineen
- Kapasiteetti 0.5L
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Laboratoriot ja analyysit

Domains of applications

Designed for:
Nestemäinen tyyppi

Except:
Happi

Specifications

Storage capacity0.5 l
Static holding time 12 d*
Daily evaporation..... 1 l/dag*
Empty weight.....0.56 kg

* Päivittäinen haihduttimessa ja staattisessa pitoaika on annettu 20 ° C: ssa, 1013mb, säiliön paikallaan ja ilman kantta.

Dimensions

Height (H) : 203 mm

Ø1 : 65 mm

Ø2 : 87 mm

Net weight : 0.56 kg

Operating instructions

OP