

KRYOGEENISTEN SÄILIÖIDEN TP 60



- Kryogeeniset säiliö auto paineistuisi
- Varastointi ja raastava nestemäisen typen alhaisessa paineessa
- Kapasiteetti 60L
- Valmistettu kevytmetalliseoksesta

Laboratoriot ja analyysit

Domains of applications

Designed for:
Nestemäinen tyyppi

Specifications

Storage capacity 60 l
Static holding time 60 d*
Neck diameter 50 mm
Daily evaporation..... 1 l/dag*
Empty weight..... 26.4 kg**
Full weight 74.5 kg**

* Päivittäinen haihduttimessa ja staattisessa pitoaika on annettu 20 ° C: ssa, 1013mb, säiliön paikallaan kansi suljettuna. Nämä arvot ovat nimellisiä ja voivat vaihdella sen mukaan, vastaanottajan tiedot ja tuotannon toleranssit.

** With ohjauspäässä

Safety Alert

⚠ Varoitus! Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavausteita (käsineet, hitsauslasit, esiliina).

Dimensions

Height (H) : 1080 mm

Height (H1) : 815 mm

Ø1 : 468 mm

Net weight : 26.4 kg

Operating instructions

OP