

CRYO-SÄILYTYSLAITTEET

GT 35



- Pienet säiliöt kryosäilytystä varten
- Hiukkasnäytteiden varastointi
- Kapasiteetti 35L
- Valmistettu alumiinista

Laboratoriot ja analyysit

Domains of applications

Conservation in:

Nestemäinen tyyppi

Designed for:

Biologiset näytteet

Specifications

Storage capacity	33.6 l
Static holding time	305 d*
Neck diameter	50 mm
Daily evaporation.....	0.11 l/dag
Empty weight.....	15 kg
Full weight	43 kg

* Päivittäinen haihduttimessa ja staattisessa pitoaika on annettu 20 ° C: ssa, 1013mb, säiliön paikallaan kansi suljettuna. Nämä arvot ovat nimellisiä ja voivat vaihdella sen mukaan, vastaanottajan tiedot ja tuotannon toleranssit.

**Säiliö 1-vaihe: irtotavarana varastoitu akanat. 2-vaiheinen kanisteri: akanat varastoidaan irtotavarana kuppiin.

Safety Alert

⚠ Varoitus! Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavausteita (käsineet, hitsauslasit, esiliina).

Dimensions

Height (H) : 660 mm

Ø1 : 468 mm

Net weight : 15 kg

Operating instructions

OP