

CRYO-SÄILYTYSLAITTEET

RCB 600 LIQUID



- Suuri kyky ja pitkän kantaman kryogeenisen astian
- Säilyttäminen jokaista lajia tuotteiden suuri määrä nestefaasissa
- 643 L tilavuus
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Laboratoriot ja analyysit

Domains of applications

Conservation in:

Nestemäinen tyyppi

Designed for:

Biologiset näytteet

Specifications

Static holding time	122 d
Neck diameter	461 mm
Daily evaporation.....	5.1 l/dag
Empty weight.....	340 kg
Full weight	860 kg*

* Ilman laitteita

***Määrät vaihtelevat pussityypin mukaan.

Safety Alert

⚠ Varoitus! Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suoja-
varusteita (käsineet, hitsauslasit, esiliina).

Dimensions

Length (L) : 1085 mm
Height (H) : 1510 mm
Height (H1) : 1440 mm
Depth (D) : 1095 mm
Ø1 : 850 mm
Net weight : 270 kg