

KRYOGEENISTEN SÄILIÖIDEN AGIL 2



- Lyhyen kyky kryogeeniset säiliö
- Varastointi ja kuljetus juoksevan jäähdytysaineen
- Kapasiteetti 2L
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Laboratoriot ja analyysit

Domains of applications

Designed for:
Nestemäinen tyyppi

Except:
Happi

Specifications

Storage capacity2 l
Static holding time43 d*
Daily evaporation.....1.1 l/dag*
Empty weight.....1.35 kg

* Päivittäinen haihduttimessa ja staattisessa pitoaika on annettu 20 ° C: ssa, 1013mb, säiliön paikallaan ja ilman kantta.

Dimensions

Height (H) : 312 mm

Ø1 : 100 mm

Ø2 : 122 mm

Net weight : 1.35 kg

Operating instructions

OP