

KRYOGEENISTEN SÄILIÖIDEN TR 11



- Lyhyen kyky paineettomassa kryogeeniset säiliö
- Varastointi ja kuljetus juoksevan jäähdytysaineen
- Kapasiteetti 12.2L
- Valmistettu kevytmetalliseoksesta

Laboratoriot ja analyysit

Domains of applications

Designed for:
Nestemäinen tyyppi

Specifications

Storage capacity	12.2 l
Static holding time	67 d*
Neck diameter	50 mm
Daily evaporation.....	0.18 l/dag*
Empty weight.....	7.5 kg
Full weight	17.3 kg

* Päivittäinen haihduttimessa ja staattisessa pitoaika on annettu 20 ° C: ssa, 1013mb, säiliön paikallaan kansi suljettuna. Nämä arvot ovat nimellisiä ja voivat vaihdella sen mukaan, vastaanottajan tiedot ja tuotannon toleranssit.

Dimensions

Height (H) : 584 mm

Height (H1) : 530 mm

Ø1 : 308 mm

Net weight : 7.5 kg

Operating instructions

OP