

# KRYOGEENISTEN SÄILIÖIDEN AGIL 1



- Lyhyen kyky kryogeeniset säiliö
- Varastointi ja kuljetus juoksevan jäähdytysaineen
- Kapasiteetti 1L
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Laboratoriot ja analyysit

## Domains of applications

### Designed for:

Nestemäinen tyyppi

### Except:

Happi

## Specifications

Storage capacity .....	1 l
Static holding time .....	26 d*
Daily evaporation.....	0.9 l/dag*
Empty weight.....	0.95 kg

\* Päivittäinen haihduttimessa ja staattisessa pitoaika on annettu 20 ° C: ssa, 1013mb, säiliön paikallaan ja ilman kantta.

# Dimensions

**Height (H)** : 231 mm

**Ø1** : 85 mm

**Ø2** : 107 mm

**Net weight** : 0.95 kg

## Operating instructions

OP