

CRYO-SÄILYTYSLAITTEET GT 3



- Pienet säiliöt kryosäilytystä varten
- Hiukkasnäytteiden varastointi
- Kapasiteetti 3L
- Valmistettu alumiinista

Laboratoriot ja analyysit

Domains of applications

Conservation in:

Nestemäinen tyyppi

Designed for:

Biologiset näytteet

Specifications

Storage capacity	3.7 l
Static holding time	31 d*
Neck diameter	50 mm
Daily evaporation.....	0.12 l/dag
Empty weight.....	4.5 kg
Full weight	7.5 kg

* Päivittäinen haihduttimessa ja staattisessa pitoaika on annettu 20 ° C: ssa, 1013mb, säiliön paikallaan kansi suljettuna. Nämä arvot ovat nimellisiä ja voivat vaihdella sen mukaan, vastaanottajan tiedot ja tuotannon toleranssit.

Safety Alert

⚠ Varoitus! Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suoja-
varusteita (käsineet, hitsauslasit, esiliina).

Dimensions

Height (H) : 405 mm

Ø1 : 248 mm

Net weight : 4.5 kg

Operating instructions

OP