

KRYOGEENISTEN SÄILIÖIDEN AGIL 3



- Lyhyen kyky kryogeeniset säiliö
- Varastointi ja kuljetus juoksevan jäähdytysaineen
- Kapasiteetti 3L
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Laboratoriot ja analyysit

Domains of applications

Designed for:

Nestemäinen tyyppi

Except:

Happi

Specifications

Storage capacity	3 l
Static holding time	23 d*
Daily evaporation.....	3.1 l/dag*
Empty weight.....	1.78 kg

* Päivittäinen haihduttimessa ja staattisessa pitoaika on annettu 20 ° C: ssa, 1013mb, säiliön paikallaan ja ilman kantta.

Dimensions

Height (H) : 190 mm

Ø1 : 185 mm

Ø2 : 200 mm

Net weight : 1.78 kg

Operating instructions

OP